

通用型垂直電泳槽

Bio-Rad規格



產品編號:GHMP800A

套組內容物:

垂直電泳槽 x 1 組
鑄膠器 x 1 組
長玻璃(含Spacer x2 /片)
短玻璃10片/包
齒梳10well / 2 支
紅黑電源線 x 1組
鑄膠器 x 1 個
玻片架 x 1 個

規格:

外觀尺寸:130 x 80 x 130 m/m
玻璃尺寸:83 x 100 m/m
齒梳:10/12/15 well (任選)
緩衝液體積:250~450 ml

Hoefer規格



產品編號:GHOE2560A

套組內容物:

垂直電泳槽 x 1 組
鑄膠器 x 1 組
玻璃含Spacer /2片
陶瓷片/2片
齒梳10well / 2 支
紅黑電源線 x 1組
鑄膠器 x 1 個
玻片架 x 1 個

規格:

外觀尺寸:130 x 80 x 130 m/m
玻璃尺寸:83 x 100/106 x 100 m/m
齒梳:10/12/15 well (任選)
緩衝液體積:250~450 ml

- 新款通用型垂直電泳槽，可以兼容多數耗材，使用者不再受限。
- 鑄膠快速方便，絕不漏膠，亦可多片鑄膠。
- 如需特殊尺寸(電泳槽、玻璃、spacer)亦提供**訂製服務**，歡迎來電洽詢。

活動期間累計優惠滿額送

優惠促銷中

活動期間：2025/3/1~2025/5/31 *須於5月底前開立發票，方得兌換贈品。

滿1萬折1000元或齒梳1組
滿2萬折2500元或玻璃2組
滿3萬送小烏龜1台

