



# 迴轉式振盪器

## ORBITAL SHAKERS

### 特點:

- ★可廣泛用於多種實驗，例如膠體染色及退染，hybridization wash.....
- ★採用無噪音之馬達，運轉平穩無聲，載重量大，壽命長，並具緩慢啟動設計。
- ★盤面具止滑墊設計：
- ★燒瓶夾及廣用不銹鋼試管架供選用。



OSR201



OSR202

### 規格:

型號	OSR201	OSR201B	OSR201C	OSR202
轉速	10~250r.p.m.	10~250r.p.m.	10~250r.p.m.	10~250r.p.m.
振幅	25.4mm	25.4mm	25.4mm	25.4mm
盤面尺寸	W320xD320mm	W510xD510mm	W320xD320mm	W320xD320mm(2層)
外部尺寸	W320xD320XH180mm	W510xD510XH180mm	W320xD320XH255mm	W320xD320 XH300mm
電源	110/220V 60Hz 1/0.5A	110/220V 60Hz 1/0.5A	110/220V 60Hz 1/0.5A	110/220V 60Hz 1/0.5A

### 夾具:

燒瓶	50ml	125ml	250ml	500ml	1L	2L
型號						
OSR201-A	25	16	9	9	4	1