


2XTaq DNA Polymerase Master Mix

特殊 PCR 反應配方, 保證 PCR 反應順利進行



操作



特點

- 2X Master Premix的配方, 減少操作時間, 降低PCR污染機會。
- 只需加入Primer及Template即可進行PCR反應。
- 高活性, 高穩定性, 室溫下數日, 4°C下達數週, -20°C下可達數年, 活性依然未減。
- 再現性高, 品質穩定, 複製長度5~8Kb。
- 加入DNA電泳追蹤染劑, 跑完PCR可直接loading電泳。
- PCR反應的Buffer配方已達最優化, 幾乎所有PCR反應都可以順利進行, 即使G-C rich的Template, 依然有90%可以複製成功。

您非買不可的原因: 一次 PCR 反應(20ul)

品名	包裝	反應次數
2XTaq DNA Polymerase Master Mix	10 X 1.0ml	400~1000rxns